





**КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ • МЕТОД ИММУНОЧИПА**

Вакуумная пробирка с разделительным гелем	<input type="checkbox"/> <b>300051</b> Серологическая диагностика боррелиоза
<b>ШТРИХКОД ПРОБЫ</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<b>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</b> Anti-Borrelia, IgG (кач.) Anti-Borrelia, IgM (кач.)
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	
<b>ШТРИХКОД ПРОБЫ</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<b>СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ</b> Anti-Borrelia, IgG (кач.) Anti-Borrelia, IgM (кач.)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем	<input type="checkbox"/> <b>300049</b> Серологическая диагностика боррелиоза
<b>ШТРИХКОД ПРОБЫ</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<b>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</b> Anti-Borrelia, IgG (кач.) Anti-Borrelia, IgM (кач.)

**КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ • МЕТОД ИММУНОЧИПА • ИФА**

Вакуумная пробирка с разделительным гелем	<input type="checkbox"/> <b>300052</b> Серологическая диагностика боррелиоза и клещевого энцефалита
<b>ШТРИХКОД ПРОБЫ</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<b>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</b> Anti-Borrelia IgG (кач.), Anti-Borrelia IgM (кач.), Anti-TBE IgG (кол.), Anti-TBE IgM (п.кол.)

**Перечень исследуемых антигенов к Anti-Borrelia IgG и Anti-Borrelia IgM (услуги: 300051, 300049, 300052)**

p100 B.garinii, p100 B. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii  
Anti-Borrelia, IgG: p100 B.garinii, p100 B. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii

**Внимание!** На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов **до 24 часов**, подробнее в Приложении №2.  
Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется **центрифугировать** пробирку после формирования фибринового сгустка, но **не позднее двух часов** после взятия крови (2000 g – 10 минут при t = +18+25 °C). Хранить при t = +2 +8 °C в первичной пробирке.



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

 

Бланк заказа заполняется только печатными буквами  
черной или синей ручкой!

Выбрать  
 Отменить

XC12

